



### Porte-tampon avec articulation et tampon - Bleu

Kit complet support avec tampon à utiliser avec manche pour nettoyer les sols, les murs et les plafonds. Embout universel compatible avec tous les principaux types de filets (ITA-FRA-GER-USA) et équipé d'une bague pour manches Ø 21-25 mm.



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Matériel	Poids net (kg)
<b>1029BM</b>	Bleu	250 x 120 x 90	PA - PP	0,250

#### Utilisation

Température minimale et maximale	min -20 / max 80 C°
Lavage (lave-vaisselle)	-
Autoclave	-
Mode d'empli et d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter.</li> <li>- La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave.</li> <li>- La désinfection manuelle doit être effectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées.</li> <li>- S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation.</li> <li>- Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse.</li> <li>- La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense.</li> <li>- Ne pas utiliser d'outils endommagés.</li> </ul>

#### Conformité

**- REACH**

#### Informations logistiques

Emballage interne	Sachet en PE-LD	Codes-barres du carton	8008805129126
Emballage externe	Carton	Codes-barres du carton	08008805129126
Quantité par paquet (pcs)	8	Nomenclature douanière	96039099
Poids brut du carton (kg)	2,32	Pays d'origine	Italie
Dimensions du carton (mm)	505 x 210 x 170	Palettisation (pcs)	504
Volume du carton (m <sup>3</sup> )	0,018	Dimensions palette (cm)	120 x 80 x 133,5

#### Versions disponibles

Dimensions		Matériel	
Couleur	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: red; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white;">R</div> <div style="background-color: yellow; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: black;">Y</div> <div style="background-color: green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white;">G</div> <div style="background-color: gray; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white;">W</div> </div>		